


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Fosfo-Hsp27/Hspb1-S78 Para Wb, If/Icc, Elisa - P04792

Número do item: CM0000501



introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho Fosfo-HSP27/HSPB1-S78 validado para WB, IF/ICC, ELISA. Detecta HSPB1 humano fosforilado em Ser78. Ideal para pesquisa de resposta ao estresse, função chaperona e organização da actina.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo pAb de Coelho Fosfo-HSP27/HSPB1-S78
Observações/Apelido	CMT2F; HMN2B; HSP27; HSP28; Hsp25; SRP27; HS.76067; HEL-S-102; Fosfo-HSP27/HSPB1-S78
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	3315
GeneID	3315
Imunogénio	Peptídeo sintético
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P04792
Peso Proteico	23kDa
Envio	Saco de gelo