

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Fosfo-Receptor De IGF-I B (Tyr1135/1136) / Receptor De Insulina B (Tyr1150/1151) Para Wb E Elisa - P06213/P08069

Número do item: CM0000430



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que detecta o Receptor de IGF-I β (Tyr1135/1136) e o Receptor de Insulina β (Tyr1150/1151) fosforilados. Adequado para Western blot e ELISA com amostras humanas. Ferramenta para estudos de sinalização de insulina/IGF.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Fosfo-Receptor de IGF-I β (Tyr1135/1136)/Receptor de Insulina β (Tyr1150/1151) pAb de Coelho
Observações/Apelido	HHF5; CD220; IGFR; CD221; IGFR; JTK13; Fosfo-Receptor de IGF-I β (Tyr1135/1136)/Receptor de Insulina β (Tyr1150/1151)
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	3643/3480
GeneID	3643/3480
Imunogénio	Peptídeo sintético Um peptídeo sintético fosforilado em torno do Receptor de IGF-I β (Tyr1135/1136)/Receptor de Insulina β (Tyr1150/1151) de IGF humano.
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P06213/P08069
Peso Proteico	156kDa
Envio	Saco de gelo