

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Fosfo-Igf1R (Y1280) Para Wb - P08069

Número do item: CM0001551



introdução

Anticorpo policlonal de coelho específico para a tirosina 1280 fosforilada do IGF1R humano. Validado para Western blot, ideal para estudar a sinalização do IGF1R em pesquisas sobre câncer e crescimento celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Fosfo-IGF1R-Y1280 Coelho pAb
Observações/Alias	IGFR; CD221; IGFR; JTK13; Fosfo-IGF1R-Y1280
Espécie	Humana
ID do Gene	3480
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente aos resíduos ao redor da Y1280 do IGF1R humano
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB
Reatividade Cruzada	Humana
SWISS	P08069
Peso da Proteína	155kDa
Envio	Bolsa de gelo