

Anticorpo Policlonico De Coelho Anti-Fosfo-Ikba (Ser36) Para Wb E Elisa - P25963

Número do item: CM0001259



introdução

Anticorpo policlonal de coelho fosfo-específico direcionado ao IkBα humano fosforilado em Ser36 para aplicações de Western blot e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Adequado para análise da via de NF-κB.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Phospho-IkBa-S36 Coelho pAb
Observações/Apelidos	IKBA; MAD-3; NFKBI; EDAID2; Phospho-IkBa-S36
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	4792
Imunógeno	Peptídeo sintético Um peptídeo fosforilado sintético ao redor do S36 do IkBα humano (NP_065390.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P25963
Peso Proteico	36kDa
Envio	Bolsa de gelo