

## Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Fosfo-Insr-Y1150/Igf1R-Y1135 Para Wb, Elisa - P06213 / P08069

Número do item: CM0000440



### introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado contra INSR (Y1150) e IGF1R (Y1135) fosforilados, adequado para Western blot e ELISA. Reage com amostras humanas, de camundongo e rato. Ideal para pesquisa em sinalização de insulina, metabolismo e câncer.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                     |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | Fosfo-INSR-Y1150/IGF1R-Y1135 pAb de Coelho                                                |
| Observações/Apelido | IGF1R/INSR; Fosfo-INSR-Y1150/IGF1R-Y1135                                                  |
| Espécie             | Humano                                                                                    |
| GeneID (Humano)     | 3643/3480                                                                                 |
| GeneID              | 3643/3480                                                                                 |
| Imunógeno           | Um peptídeo fosforilado sintético em torno de Y1150 do IGF1R/INSR humano (NP_001073285.1) |
| Fonte               | Coelho                                                                                    |
| Categoria           | Anticorpos Fosforilados                                                                   |
| Aplicação           | WB, ELISA                                                                                 |
| Reatividade Cruzada | Humano, Camundongo, Rato                                                                  |
| SWISS               | P06213/P08069                                                                             |
| Peso Proteico       | 154kDa/155kDa/156kDa                                                                      |
| Envio               | Saco de gelo                                                                              |