


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Fosfo-Irak4 (Thr345/Ser346) Para Wb E Elisa - Q9Nwz3

Número do item: CM0001321



introdução

Anticorpo policlonal de coelho específico para IRAK4 fosforilado em Thr345 e Ser346. Validado para Western blot e ELISA com amostras humanas. Ideal para pesquisa em imunidade inata e sinalização de TLR.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo pAb de Coelho Fosfo-IRAK4-Thr345/Ser346
Observações/Apêndice	IPD1; IMD67; REN64; IRAK-4; NY-REN-64; Fosfo-IRAK4-Thr345/Ser346
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	51135
ID do Gene	51135
Imunógeno	Um peptídeo fosforilado sintético em torno de Thr345/Ser346 do IRAK4 humano.
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosfo-Específicos
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q9NWZ3
Peso Molecular da Proteína	52kDa
Transporte	Em saco de gelo