

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Phospho-Irf3-S396 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q14653

Número do item: CM0001995



introdução

O anticorpo monoclonal de coelho Phospho-IRF3-S396 detecta IRF3 fosforilado na Ser396 em amostras humanas e de camundongo. Validado para WB, IF/ICC e ELISA. Ideal para estudos de imunidade inata, resposta antiviral e vias de sinalização de interferão.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Phospho-IRF3-S396 Rabbit mAb
Observações/Apelido	IIAE7; Phospho-IRF3-S396
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	3661
ID do Gene	3661
Imunógeno	Um peptídeo fosforilado sintético ao redor da posição S396 do IRF3 humano (NP_001562.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q14653
Peso Proteico	47kDa
Envio	Bolsa de gelo