

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Fosfo-Irf3 (Ser386) Para Wb, Elisa - Q14653

Número do item: CM0000573



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta especificidade contra fosfo-IRF3 (Ser386) para aplicações de Western blot e ELISA. Detecta IRF3 humano fosforilado em Ser386, um regulador chave das respostas imunes inatas antivirais.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Fosfo-IRF3-S386 mAb de Coelho
Observações/Apelido	IIAE7; Fosfo-IRF3-S386
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	3661
ID do Gene	3661
Imunogénio	Um péptido fosforilado sintético em torno do S386 do IRF3 humano (Q14653).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q14653
Peso da Proteína	47kDa
Envio	Saco de gelo