

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Fosfo-Irs1-S612 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P35568

Número do item: CM0000646



introdução

O pAb de coelho Phospho-IRS1-S612 detecta especificamente o IRS1 fosforilado na serina 612. Validado para WB, IHC-P, ELISA em humano, rato, camundongo. Ferramenta essencial para pesquisa de sinalização de insulina e diabetes.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Phospho-IRS1-S612 Rabbit pAb
Observações/Apelido	HIRS-1; Phospho-IRS1-S612
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	3667
GeneID	3667
Imunógeno	Peptídeo sintético Um peptídeo sintético fosforilado em torno de S612 do IRS1 humano (NP_005535.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P35568
Peso da Proteína	132kDa
Envio	Saco com gelo