

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Fosfo-Irs1-S636 Para Wb - P35568

Número do item: CM0000490



introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho Fosfo-IRS1-S636 validado para Western blot em humanos e camundongos. Tem como alvo o IRS1, um adaptador central de sinalização da insulina; a fosforilação na serina 636 modula a atividade da via. Adequado para pesquisas sobre diabetes e câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Fosfo-IRS1-S636 pAb de Coelho
Observações/Apelido	HIRS-1; Fosfo-IRS1-S636
Espécie	Humano
GeneID	3667
Imunógeno	Um peptídeo específico fosforilado correspondente aos resíduos circundantes ao S636 do IRS1 humano (Peptídeo sintético)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P35568
Peso da Proteína	132kDa
Envio	Saco com gelo