

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Fosfo-Jak2 (Y1007) Para Wb E Elisa - O60674

Número do item: CM0001102



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que reconhece o JAK2 fosforilado na tirosina 1007, validado para WB e ELISA em humanos e camundongos. Adequado para o estudo da sinalização JAK/STAT, vias de citocinas e regulação da cromatina.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Fosfo-JAK2-Y1007 pAb de Coelho
Observações/Apelido	JTK10; Fosfo-JAK2-Y1007
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	3717
GeneID	3717
Imunogénio	Peptídeo sintético Um peptídeo sintético fosforilado em torno de Y1007 do JAK2 humano (NP_004963.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	O60674
Peso Proteico	131kDa
Envio	Saco de gelo