

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Fosfo-Jak2-Y1007 - O60674

Número do item: CM0000991



introdução

Anticorpo policlonal de coelho específico para JAK2 fosforilado em Tyr1007. Validado para Western blot (WB) e ELISA, reage com JAK2 humano e de camundongo. Ideal para estudar sinalização JAK-STAT, respostas a citocinas e regulação da cromatina.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	Fosfo-JAK2-Y1007 pAb de Coelho
Observações/Apelido	JTK10; Fosfo-JAK2-Y1007
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	3717
GeneID	3717
Imunogênio	Peptídeo sintético; Um peptídeo sintético fosforilado em torno de Y1007 de JAK2 humano (NP_004963.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	O60674
Peso Proteico	131kDa
Envio	Saco de gelo