

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Jak2 Fosforilado (Y1007/1008) Para Wb, Ihc-P, Elisa - O60674

Número do item: CM0001210



introdução

Anticorpo policlonal de coelho específico para JAK2 fosforilado (Y1007/1008). Validado para WB, IHC-P, ELISA; reage com humano, camundongo e rato. Adequado para pesquisa de sinalização por citocinas e hematopoiese.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Phospho-JAK2-Y1007/1008 Rabbit pAb
Observações/Alias	JTK10; Phospho-JAK2-Y1007/1008
Espécie	Humano
GeneID (humano)	3717
GeneID	3717
Imunógeno	Peptídeo sintético; Um peptídeo sintético fosforilado ao redor de Y1007 e Y1008 da JAK2 humana (NP_004963.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O60674
Peso Proteico	131kDa
Envio	Bolsa de gelo