

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Fosfo-Jnk1-T183/Y185 + Jnk2-T183/Y185 + Jnk3-T221/Y223 Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P45983/P45984/P53779

Número do item: CM0001391



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho específico para fosfo que reconhece JNK1/2/3 ativado (Thr183/Tyr185 e Thr221/Tyr223). Adequado para WB, IF-P, IHC-P, ELISA em humano, camundongo, rato. Ideal para estudos de sinalização de estresse e apoptose.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Fosfo-JNK1-T183/Y185 + JNK2-T183/Y185 + JNK3-T221/Y223 mAb de Coelho
Observações/Apelido	JNK1/2/3; SAPK; Fosfo-JNK1-T183/Y185 + JNK2-T183/Y185 + JNK3-T221/Y223
Espécie	Humano
GenelD (Humano)	5599/5601/5602
GenelD	5599/5601/5602
Imunógeno	Peptídeo sintético
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P45983/P45984/P53779
Peso da Proteína	48kDa/52kDa
Envio	Saco com gelo