


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Fosfo-Jnk1/2/3 (R183/R183/R221) Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P45983 / P45984 / P53779

Número do item: CM0001380



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho específico para fosfo que reconhece JNK1/2/3 fosforilado em r183/r183/r221. Adequado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reage com humano, camundongo, rato. Ideal para estudar sinalização de estresse mediada por JNK, apoptose e inflamação.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Fosfo-JNK1/2/3-r183/r183/r221 mAb de Coelho
Observações/Apelido	JNK1/JNK2/JNK3; Fosfo-JNK1/2/3-r183/r183/r221
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	5599/5601/5602
Imunógeno	Um peptídeo fosforilado sintético em torno de r183 do JNK1 humano (P45983).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P45983/P45984/P53779
Peso da Proteína	35kDa/44kDa/48kDa/27kDa/52kDa
Envio	Saco com gelo