


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Fosfo-JunD-S255 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P17535

Número do item: CM0000464



introdução

Anticorpo Monoclonal de Coelho Fosfo-JunD-S255 validado para WB, IHC-P, ELISA. Detecta JunD humano e de rato fosforilado em S255 (~35 kDa), um fator de transcrição nuclear do complexo AP-1.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho Fosfo-JunD-S255 (mAb)
Observações/Apelido	AP-1; Fosfo-JunD-S255
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	3727
GeneID	3727
Imunogênio	Peptídeo Sintético Um peptídeo fosforilado sintético em torno de S255 do Fosfo-JunD-S255 humano (NP_005345.3).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	P17535
Peso Molecular da Proteína	35 kDa
Envio	Em saco de gelo