


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Fosfo-Kap1/Trim28-S824 Para Wb, Elisa - Q13263

Número do item: CM0001256



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho fosfo-específico direcionado ao TRIM28 (KAP-1) humano fosforilado em Ser-824 para WB e ELISA. Detecta TRIM28 humano e de camundongo, um repressor transcripcional e E3 ligase envolvido na regulação da cromatina e estabilidade genômica. Ideal para pesquisa em sinalização e epigenética.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Phospho-KAP1/TRIM28-S824 Rabbit mAb
Observações/Apelidos	KAP1; TF1B; RNF96; TIF1B; PPP1R157; TIF1beta; Phospho-KAP1/TRIM28-S824
Espécie	Humano
ID do Gene	10155
Imunógeno	Peptídeo fosforilado sintético ao redor de S824 da KAP1/TRIM28 humana (NP_005753.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q13263
Peso da Proteína	79kDa/89kDa
Envio	Saco de gelo