

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Fosfo-Kras-S89 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P01116

Número do item: CM0001852



introdução

O pAb de coelho anti-Fosfo-KRAS-S89 detecta KRAS fosforilado na serina 89. Validado para WB, IHC-P, ELISA em humano, camundongo e rato. Ideal para pesquisa de sinalização cancerígena e estudos de oncogenes. Fornecimento completo pela CamelBio.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de coelho anti-Fosfo-KRAS-S89
Observações/Alias	NS; NS3; OES; CFC2; RALD; K-Ras; KRAS1; KRAS2; RASK2; KI-RAS; C-K-RAS; K-RAS2A; K-RAS2B; K-RAS4A; K-RAS4B; K-Ras 2; 'C-K-RAS; c-Ki-ras; c-Ki-ras2; Phospho-KRAS-S89
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	3845
ID do Gene	3845
Imunógeno	Um peptídeo fosforilado sintético ao redor da S89 do KRAS humano (NP_001356715.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reação Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P01116
Peso da Proteína	22kDa
Transporte	Bolsa de gelo