

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Fosfo-Limk2-T505 Para Wb E If/Icc - P53671

Número do item: CM0001824



introdução

Anticorpo policlonal de coelho fosfo-específico de alta especificidade contra LIMK2 em T505, validado para Western blot e imunofluorescência em amostras humanas, de camundongo e rato. Essencial para pesquisas de dinâmica de actina e motilidade celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Fosfo-LIMK2-T505 Coelho pAb
Observações/Apelido	LIMK2; Fosfo-LIMK2-T505
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	3985
GeneID	3985
Imunógeno	Peptídeo sintético: Um peptídeo fosfo-específico correspondente aos resíduos ao redor de T505 da LIMK2 humana
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, IF/ICC
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P53671
Peso da Proteína	72kDa
Envio	Bolsa de gelo