


Anticorpo Policlonico De Coelho Anti-Fosfo-Lrp6 (S1490) Para Wb, Elisa - O75581

Número do item: CM0001778



introdução

Anticorpo policlonico de coelho contra LRP6 fosforilado em Ser1490, para aplicações de WB e ELISA. LRP6 é um correceptor Wnt envolvido na sinalização de beta-catenina, crucial para o desenvolvimento e a doença.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Fosfo-LRP6-S1490 Rabbit pAb
Observações/Alias	ADCAD2; STHAG7; Fosfo-LRP6-S1490
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	4040
ID do Gene	4040
Imunógeno	Peptídeo Sintético Um peptídeo fosforilado sintético ao redor da S1490 do LRP6 humano (NP_002327.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	O75581
Peso da Proteína	180kDa
Envio	Bolsa de gelo