

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Fosfo-Lrrk2-S935 Para Wb E Elisa - Q5S007

Número do item: CM0001970



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho que detecta LRRK2 fosforilada (Ser935) para WB e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Alta especificidade, validado com peptídeo fosforilado sintético. Ideal para estudos sobre doença de Parkinson e neurodegeneração.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Fosfo-LRRRK2-S935 mAb de Coelho
Observações/Apelido	PARK8; RPK7; ROCO2; AURA17; DARDARIN; Fosfo-LRRK2-S935
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	120892
Imunógeno	Um peptídeo fosforilado sintético em torno de S935 do LRRK2 humano (Q5S007)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	Q5S007
Peso da Proteína	286kDa
Envio	Saco de gelo