

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Fosfo-Map2K3-S189/Map2K6-S207 Para Wb, Elisa - P46734 / P52564

Número do item: CM0001288

introdução

Anticorpo policlonal de coelho que detecta MAP2K3 (S189) e MAP2K6 (S207) fosforilados em humano, camundongo e rato. Adequado para Western blot e ELISA. Ideal para estudos de cascatas de quinases MAP ativadas por estresse e desenvolvimento de ensaios diagnósticos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Fosfo-MAP2K3-S189/MAP2K6-S207 pAb de coelho
Observações/Alias	MAP2K3/MAP2K6; Fosfo-MAP2K3-S189/MAP2K6-S207
Espécie	Humano
GeneID (humano)	5606/5608
GeneID	5606/5608
Imunógeno	Peptídeo sintético
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P46734/P52564
Peso Proteico	36kDa/39kDa/31kDa/37kDa
Envio	Bolsa de gelo