


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Fosfo-Map2K4 (S257) Para Wb, Ihc-P - P45985

Número do item: CM0001357



introdução

Anticorpo Monoclonal de Coelho Fosfo-MAP2K4 (S257) validado para WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA. Detecta fosfo-MAP2K4 humano, de camundongo e de rato, uma quinase chave JNK/p38 MAPK envolvida na sinalização de estresse e apoptose.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Fosfo-MAP2K4-S257 mAb de Coelho
Observações/Apelido	JNKK; MEK4; MKK4; SEK1; SKK1; JNKK1; SERK1; MAPKK4; PRKMK4; SAPKK1; SAPKK-1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	6416
Imunógeno	Um peptídeo fosforilado sintético em torno de S257 de MAP2K4 humano (NP_003001.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P45985
Peso da Proteína	44kDa
Envio	Saco com gelo