


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Fosfo-Map2K4 (S257/T261) Para Wb E Elisa - P45985

Número do item: CM0001436



introdução

Anticorpo policlonal de coelho fosfo-específico que reconhece MAP2K4 fosforilada em Ser257 e Thr261. Validado para WB e ELISA em amostras humanas, de rato e de camundongo. Ideal para pesquisa em sinalização de estresse e apoptose.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo pAb de Coelho Fosfo-MAP2K4-S257/T261
Observações/Apelido	JNKK; MEK4; MKK4; SEK1; SKK1; JNKK1; SERK1; MAPKK4; PRKMK4; SAPKK1; SAPKK-1; Fosfo-MAP2K4-S257/T261
Espécie	Humano
ID do Gene	6416
Imunógeno	Peptídeo sintético (Um peptídeo fosforilado sintético em torno de S257 & T261 do MAP2K4 humano (NP_003001.1))
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P45985
Peso Proteico	44kDa
Envio	Saco de Gelo