

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Fosfo-Map3K5 (S1033) Para Wb E Elisa - Q99683

Número do item: CM0000958



introdução

Anticorpo policlonal de coelho específico para MAP3K5 (ASK1) fosforilado em Ser1033. Validado para WB e ELISA em amostras humanas. Detecta a quinase relacionada ao estresse envolvida na apoptose e na sinalização da MAP quinase.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Fosfo-MAP3K5-S1033 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	ASK1; MEKK5; MAPKKK5; Fosfo-MAP3K5-S1033
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	4217
GeneID	4217
Imunógeno	Um peptídeo fosforilado sintético ao redor da posição S1033 da MAP3K5 humana (NP_005914.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q99683
Peso da Proteína	155kDa
Envio	Em bolsa de gelo