

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Fosfo-Map3K5-T918 Para Wb, Elisa - Q99683

Número do item: CM0001401



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado à Thr918 fosforilada da MAP3K5 humana (ASK1, MEKK5). Validado para Western Blot e ELISA. Ideal para estudos de apoptose, resposta ao estresse oxidativo e vias de sinalização das quinases MAP.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Fosfo-MAP3K5-T918 Rabbit pAb
Observações/Alias	ASK1; MEKK5; MAPKKK5; Fosfo-MAP3K5-T918
Espécie	Humano
GeneID	4217
Imunógeno	Peptídeo sintético
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q99683
Peso da Proteína	155kDa
Transporte	Bolsa de gelo