


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Fosfo-Mapk14 (T180/Y182) / Mapk11 (T180/Y182) / Mapk13 (T180/Y182) / Mapk12 (T183/Y1845) Para Wb, Elisa - Q15759/P53778/O15264/Q16539

Número do item: CM0001706



introdução

Este anticorpo policlonal de coelho detecta p38 MAPKs fosforiladas (MAPK11, MAPK12, MAPK13, MAPK14) em sítios-chave de ativação, com aplicações em WB e ELISA e reatividade cruzada humana e de rato, ideal para estudar sinalização de estresse e inflamação.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo pAb de Coelho Fosfo-MAPK14-T180/Y182+MAPK11-T180/Y182+MAPK13-T180/Y182+MAPK12-T183/Y1845
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	5600/6300/5603/1432
GeneID	5600/6300/5603/1432
Imunógeno	Peptídeo sintético Um peptídeo fosforilado sintético em torno de T180 & Y182 do MAPK14/MAPK11 humano (NP_002742.3).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	Q15759/P53778/O15264/Q16539
Envio	Saco de gelo