

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Fosfo-Mapkapk-2/Mk2-T334 Para Ihc-P, Elisa - P49137

Número do item: CM0000836



introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-Fosfo-MAPKAPK-2/MK2-T334 validado para IHC-P e ELISA, direcionado a MAPKAPK2 humano, de camundongo e rato fosforilado na treonina 334. Ideal para estudos de sinalização de estresse e regulação de citocinas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Fosfo-MAPKAPK-2/MK2-T334 Rabbit pAb
Observações/Alias	MK2; MK-2; MAPKAP-K2; Phospho-MAPKAPK-2/MK2-T334
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	9261
GeneID	9261
Imunógeno	Um peptídeo fosforilado sintético ao redor da T334 da MAPKAPK2 humana (NP_116584.2?).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	IHC-P, ELISA
Reação Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P49137
Peso da Proteína	46kDa
Envio	Gelo reciclável