

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Fosfo-Mapkapk2 (T334) Para Wb, Elisa - P49137

Número do item: CM0001195



introdução

Anticorpo policlonal de coelho específico para fosfo contra MAPKAPK2 na treonina 334. Adequado para Western blot e ELISA; reage com MAPKAPK2 humano, de camundongo e de rato. Ideal para estudos de sinalização de estresse, inflamação e dano ao DNA.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Fosfo-MAPKAPK-2/MK2-T334 pAb de Coelho
Observações/Apelido	MK2; MK-2; MAPKAP-K2; Fosfo-MAPKAPK-2/MK2-T334
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	9261
ID do Gene	9261
Imunógeno	Peptídeo sintético Um peptídeo sintético fosforilado em torno de T334 de MAPKAPK2 humano (NP_116584.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P49137
Peso da Proteína	46kDa
Envio	Saco com gelo