

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Fosfo-Marcks-S158 Para Wb - P29966

Número do item: CM0001233

introdução

Anticorpo policlonal de coelho específico para MARCKS fosforilada em Ser158. Validado para detecção por Western blot em humanos, camundongos e ratos. Ideal para estudar sinalização de PKC, dinâmica do citoesqueleto de actina e inflamação.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	Fosfo-MARCKS-S158 pAb de Coelho
Observações/Apelido	MACS; 80K-L; PKCSL; PRKCSL; Fosfo-MARCKS-S158
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	4082
GeneID	4082
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente aos resíduos circundantes ao S158 do MARCKS humano (fosfo-específico)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P29966
Peso da Proteína	32 kDa
Envio	Saco com gelo