

Anticorpo Monoclonal Anti-Fosfo-Mek1-S298 Para Wb - Q02750

Número do item: CM0001071



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho Fosfo-MEK1-S298 para Western Blotting e ELISA. Validado em Humano, Rato. Tem como alvo a MEK1 humana fosforilada na serina 298, uma quinase de dupla especificidade chave na cascata de sinalização MAPK/ERK.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo monoclonal de coelho Fosfo-MEK1-S298 (mAb)
Observações/Alias	MEL; Fosfo-MEK1-S298
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	5604
GeneID	5604
Imunogénio	Um péptido fosforilado sintético em torno de S298 da MEK1 humana (Q02750)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	Q02750
Peso Proteico	43kDa
Envio	Saco de gelo