

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Phospho-Mek1-S298 Para Wb, Ip, Elisa - Q02750

Número do item: CM0000967



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra MEK1 fosforilado (S298), validado para WB, IP, ELISA em humano, camundongo e rato. Ideal para estudos da via MAPK/ERK e pesquisa oncológica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Phospho-MEK1-S298 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	MEL; CFC3; MEK1; MKK1; MAPKK1; PRKMK1; Phospho-MEK1-S298
Espécie	Humano
ID do Gene	5604
Imunógeno	Peptídeo fosforilado sintético ao redor de S298 da MEK1 humana (NP_002746.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q02750
Peso da Proteína	43kDa
Envio	Bolsa de gelo