

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Fosfo-Mek2 (T394) Para Wb E If/Icc - P36507

Número do item: CM0001573



introdução

Este anticorpo policlonal de coelho detecta níveis endógenos de MEK2 apenas quando fosforilada na Treonina 394, uma quinase crítica na cascata de sinalização MAPK/ERK. Adequado para aplicações de Western blot e imunofluorescência em células humanas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Fosfo-MEK2-T394 pAb de Coelho
Observações/Apelido	CFC4; MEK2; MKK2; MAPKK2; PRKMK2; Fosfo-MEK2-T394
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	5605
ID do Gene	5605
Imunogénio	Um peptídeo fosfo-específico correspondente aos resíduos circundantes ao T394 da MEK2 humana
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, IF/ICC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P36507
Peso Proteico	44kDa
Envio	Saco de gelo