

## Anti-Fosfo-Met-Y1234/1235 Pab De Coelho Para Wb, Elisa - P08581

Número do item: CM0001305



### introdução

O Anti-Fosfo-MET-Y1234/1235 pAb de Coelho da Camel da deteta MET fosforilado (Y1234/1235) em amostras humanas através de WB e ELISA. Ideal para o estudo da sinalização HGF/MET e investigação oncológica.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro              | Valor                                                                                  |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto        | Fosfo-MET-Y1234/1235 pAb de Coelho                                                     |
| Observações/Pseudónimo | DA11; HGFR; AUTS9; RCCP2; c-Met; DFN97; Fosfo-MET-Y1234/1235                           |
| Espécie                | Humano                                                                                 |
| GeneID                 | 4233 (humano)                                                                          |
| Imunogénio             | Um péptido fosforilado sintético em redor de Y1234 & Y1235 do MET humano (NP_000236.2) |
| Fonte                  | Coelho                                                                                 |
| Categoria              | Anticorpos Fosforilados                                                                |
| Aplicação              | WB, ELISA                                                                              |
| Reatividade Cruzada    | Humano                                                                                 |
| SWISS                  | P08581                                                                                 |
| Peso Proteico          | 156kDa                                                                                 |
| Envio                  | Saco de gelo                                                                           |