

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Fosfo-Mkk3 (S189) + Mkk6 (S207) Para Wb/If/Elisa - P46734 / P52564

Número do item: CM0000820

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho fosfo-específico direcionado à fosforilação na S189 de MKK3 e S207 de MKK6. Validado para Western blot, IF/ICC e ELISA em amostras humanas e de camundongo para estudo das vias MAPK ativadas por estresse.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Fosfo-MKK3-S189+MKK6-S207 mAb de Coelho
Observações/Apelido	MAP2K3/MAP2K6; Fosfo-MKK3-S189+MKK6-S207
Espécie	Humano
ID do Gene	5606/5608
Imunógeno	Peptídeo sintético Um peptídeo fosforilado sintético ao redor de S189/S207 do MKK3/MKK6 humano.
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P46734/P52564
Peso Proteico	36kDa/39kDa/31kDa/37kDa
Envio	Bolsa de gelo