


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Fosfo-Mst1/Stk4-T387 Para Western Blot E Elisa - Q13043

Número do item: CM0001244



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra MST1/STK4 fosforilado em T387, validado para Western blot e ELISA com reatividade cruzada para amostras humanas, de camundongo e rato. Adequado para estudos de apoptose e da via de sinalização Hippo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de coelho anti-Fosfo-MST1/STK4-T387
Observações/Alias	KRS2; MST1; YSK3; Fosfo-MST1/STK4-T387
Espécie	Humana
ID do Gene (Humano)	6789
Imunógeno	Um peptídeo fosforilado sintético ao redor da posição T387 da MST1/STK4 humana (NP_006273.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q13043
Peso da Proteína	56kDa
Envio	Bolsa de gelo