

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Fosfo-Mtor-S2448 Para Wb, If/Icc, Elisa - P42345

Número do item: CM0001894



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-Fosfo-mTOR (Ser2448) validado para WB, IF/ICC e ELISA. Reage de forma cruzada com mTOR humano, de rato e de camundongo, visando um sítio de fosforilação chave na pesquisa de sinalização de mTOR.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho Fosfo-mTOR-S2448
Observações/Apelido	SKS; FRAP; FRAP1; FRAP2; RAFT1; RAPT1; Fosfo-mTOR-S2448
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	2475
GeneID	2475
Imunógeno	Peptídeo Sintético
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P42345
Peso Proteico	289kDa
Envio	Em saco de gelo