

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Fosfo-Mtor-S2448 Para Wb, If/Icc, Elisa - P42345

Número do item: CM0000987



introdução

Anticorpo policlonal de coelho Fosfo-mTOR-S2448 validado para WB, IF/ICC, ELISA. Detecta mTOR humano, de camundongo e de rato quando fosforilado na serina 2448. Ideal para análise da via de sinalização mTOR.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Fosfo-mTOR-S2448 pAb de Coelho
Observações/Apelido	SKS; FRAP; FRAP1; FRAP2; RAFT1; RAPT1; Fosfo-mTOR-S2448
Espécie	Humano
GeneID	2475
Imunógeno	Um peptídeo fosforilado sintético em torno de S2448 do mTOR humano (NP_004949.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P42345
Peso da Proteína	289kDa
Envio	Saco com gelo