

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Fosfo-Mtor (S2481) Para Wb E Elisa - P42345

Número do item: CM0000582



introdução

Valide a sinalização de mTOR com este anticorpo policlonal de coelho específico para Ser2481 fosforilado. Adequado para WB e ELISA em amostras humanas, de camundongo e rato. Ideal para estudo de vias metabólicas e de crescimento.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Fosfo-mTOR-S2481 Coelho pAb
Observações/Apelido	SKS; FRAP; FRAP1; FRAP2; RAFT1; RAPT1; Phospho-mTOR-S2481
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	2475
ID do Gene	2475
Imunógeno	Um peptídeo fosforilado sintético ao redor da posição S2481 do mTOR humano (NP_004949.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P42345
Peso Proteico	289kDa
Envio	Bolsa de gelo