

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Fosfo-Mtor (Ser2481) Para Wb, Elisa - P42345

Número do item: CM0001176



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho específico para fosforilação de mTOR (Ser2481) validado para WB e ELISA. Detecta mTOR humano e de rato. Ferramenta chave para investigar a atividade do mTORC2, câncer e vias de sinalização metabólica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Descrição
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho Fosfo-mTOR-S2481
Observações/Apelido	SKS; FRAP; FRAP1; FRAP2; RAFT1; RAPT1; Fosfo-mTOR-S2481
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	2475
GeneID	2475
Imunógeno	Peptídeo Sintético: Um peptídeo fosforilado sintético em torno de S2481 do mTOR humano (P42345).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	P42345
Peso Proteico	289kDa
Envio	Em saco de gelo