

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Fosfo-Ncf4 (P40-Phox) T154 Para Wb E Elisa - Q15080

Número do item: CM0001881



introdução

Anticorpo policlonal de coelho fosfo-específico contra NCF4/p40-phox humano (sítio de fosforilação T154). Adequado para WB e ELISA, auxilia na investigação da ativação do complexo NADPH oxidase e na biologia dos fagócitos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Fosfo-NCF4/p40-phox-T154 Coelho pAb
Observações/Apelidos	NCF; CGD3; P40PHOX; SH3PXD4; Fosfo-NCF4/p40-phox-T154
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	4689
GeneID	4689
Imunôgeno	Um peptídeo fosforilado sintético ao redor de T154 do NCF4 humano (NP_000622.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q15080
Peso da Proteína	39kDa
Envio	Bolsa de gelo