


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Fosfo-NdrG1-S330 Para Wb, Elisa - Q92597

Número do item: CM0001476



introdução

Anticorpo policlonal de coelho Fosfo-NDRG1 (S330) validado para Western blot (WB) e ELISA, reativo com humano e camundongo. Útil para pesquisa de resposta ao estresse, supressão tumoral e mielinização.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo pAb de Coelho Fosfo-NDRG1-S330
Observações/Apêndice	GC4; RTP; DRG1; NDR1; NMSL; TDD5; CAP43; CMT4D; DRG-1; HMSNL; RIT42; TARG1; PROXY1; Fosfo-NDRG1-S330
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	10397
GeneID	10397
Imunogênio	Peptídeo sintético Um peptídeo fosforilado sintético em torno de S330 do NDRG1 humano (NP_001128714.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q92597
Peso Proteico	43kDa
Envio	Saco de Gelo