


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Phospho-Nf-Kb P65/Rela-S311 Para Wb, Elisa - Q04206

Número do item: CM0000454



introdução

Anticorpo policlonal de coelho fosfo-específico direcionado ao NF-kB p65 (RelA) fosforilado na Ser311. Validado em WB e ELISA com reatividade cruzada humana e de camundongo. Ideal para pesquisa de sinalização do NF-kB, inflamação e imunidade.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Policlonal de Coelho Phospho-NF-kB p65/RelA-S311
Observações/Apelido	p65; CMCU; NFKB3; AIF3BL3; Phospho-NF-kB p65/RelA-S311
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	5970
Imunogênio	Um peptídeo fosforilado sintético em torno da S311 do RelA humano (NP_068810.3).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q04206
Peso Proteico	60kDa
Envio	Saco de gelo