


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Fosfo-Nf-Kb P65/Rela-S536 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q04206

Número do item: CM0001723



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade para Fosfo-NF-kB p65/RelA-S536, validado para Western blot, IF/ICC e ELISA. Reage com humano, rato, rato. Ideal para pesquisa da via de sinalização NF-kB.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Policlonal de Coelho Fosfo-NF-kB p65/RelA-S536 (pAb)
Observações/Apêndice	p65; CMCU; NFKB3; AIF3BL3; Fosfo-NF-kB p65/RelA-S536
Espécie	Humano
GeneID	5970
Imunogênio	Peptídeo fosforilado sintético em torno de S536 do RelA humano (NP_068810.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q04206
Peso Proteico	60kDa
Envio	Saco de gelo