


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Fosfo-Nf-Kb P65/Rela (Ser468) Para Wb, Ip, Elisa - Q04206

Número do item: CM0000695



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho que visa o NF-kB p65/RelA fosforilado em Ser468. Validado para WB, IP, ELISA em humano, rato, camundongo. Ideal para estudar vias de sinalização de inflamação, imunidade e câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Fosfo-NF-kB p65/RelA-S468 mAb de Coelho
Observações/Apelido	p65; CMCU; NFKB3; AIF3BL3; Fosfo-NF-kB p65/RelA-S468
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	5970
Imunógeno	Um peptídeo sintético fosforilado em torno de S468 de RELA humano (NP_068810.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q04206
Peso da Proteína	60kDa
Envio	Saco com gelo