


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Fosfo-Nf-Kb P65/Rela (Ser529) Para Wb, Elisa - Q04206

Número do item: CM0001248



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho fosfo-específico direcionado ao sítio de fosforilação S529 do NF- κ B p65 (RelA) humano, validado para Western blot (WB) e ELISA. Ideal para estudar a sinalização do NF- κ B em inflamação, imunidade e câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho Fosfo-NF- κ B p65/RelA-S529
Observações/Apelido	p65; CMCU; NFKB3; AIF3BL3; Fosfo-NF- κ B p65/RelA-S529
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	5970
GeneID	5970
Imunógeno	Peptídeo sintético Um peptídeo sintético fosforilado em torno da S529 do NF- κ B p65/RelA humano (NP_068810.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q04206
Peso Proteico	60kDa
Envio	Em saco de gelo