

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Fosfo-Nf-Kb P65/Rela-T435 Para Wb E Elisa - Q04206

Número do item: CM0001187



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra NF-kB p65 (RelA) fosforilado em Thr435. Validado para WB e ELISA, reage com amostras humanas e de camundongo. Ideal para pesquisa de sinalização NF-kB e inflamação.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Detalhes
Nome do Produto	Fosfo-NF-kB p65/RelA-T435 pAb de Coelho
Observações/Apelido	p65; CMCU; NFKB3; AIF3BL3; Fosfo-NF-kB p65/RelA-T435
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	5970
ID do Gene	5970
Imunógeno	Peptídeo sintético fosforilado ao redor de T435 de RelA humano (NP_068810.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q04206
Peso da Proteína	60kDa
Envio	Saco com gelo