


Anticorpo Policlonado De Coelho Anti-Fosfo-Nf-Kb2-S866 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q00653

Número do item: CM0001456



introdução

O Anticorpo Policlonado de Coelho Anti-Fosfo-NF-κB2-S866 detecta especificamente a NF-κB2 p100/p52 fosforilada endógena em Ser866. Ideal para aplicações de WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA em amostras humanas e de camundongo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de Coelho Anti-Fosfo-NF-κB2-S866
Observações/Alias	p52; p100; H2TF1; LYT10; CVID10; LYT-10; NF-κB2; p49/p100; Phospho-NF-κB2-S866
Espécie	Humana
ID do Gene (Humano)	4791
Imunógeno	Um peptídeo fosforilado sintético ao redor de S866 da NF-κB2 humana (NP_001070962.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humana, Camundongo
SWISS	Q00653
Peso da Proteína	97kDa
Transporte	Saco de gelo