

Anti-Fosfo-Nfkb1-S337 Rabbit Mab Para Wb, Elisa - P19838

Número do item: CM0000738



introdução

O Anticorpo Monoclonal de Coelho Anti-Fosfo-NFKB1-S337 detecta níveis endógenos de NFKB1 apenas quando fosforilado na serina 337. Validado para Western blot e ELISA em amostras humanas — ideal para pesquisas sobre inflamação e imunidade.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	Fosfo-NFKB1-S337 Rabbit mAb
Observações/Apelido	KBF1; EBP-1; NF-kB; CVID12; NF-kB1; NFKB-p50; NFkappaB; NF-kappaB; NFKB-p105; NF-kappa-B1; NF-kappabeta
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	4790
ID do Gene	4790
Imunógeno	Peptídeo sintético - Um peptídeo sintético fosforilado ao redor de S337 de NFKB1 humano (NP_001158884.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P19838
Peso da Proteína	85kDa/105kDa
Envio	Saco com gelo