


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Fosfo-Nfkb1-S893 Para If/Icc - P19838

Número do item: CM0000944



introdução

Anticorpo policlonal de coelho fosfo-específico direcionado à NFKB1 p105 fosforilada em S893. Validado para imunofluorescência/imunocitoquímica em amostras humanas. Apoia pesquisas sobre sinalização de NF-κB, inflamação e regulação imune.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Fosfo-NFKB1-S893 Rabbit pAb
Observações/Alias	KBF1; EBP-1; NF-κB; CVID12; NF-κB1; NFKB-p50; NFκappaB; NF-kappaB; NFKB-p105; NF-kappa-B1; NF-kappabeta; Fosfo-NFKB1-S893
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	4790
GeneID	4790
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente aos resíduos ao redor de S893 da NFKB1 humana
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	IF/ICC
Reatividade Cruzada	Humana
SWISS	P19838
Peso da Proteína	105kDa
Envio	Bolsa de gelo